

Description générale	Lampe stylo de couleur blanche avec piles incorporées jetable	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un chiffon sec ou humide avec du savon
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS	
Pièces constitutives	Oui	2 piles incorporées non changeable et une ampoule
Matières	Acier inoxydable, Corps en ABS(Acrylonitrile butadiène styrène), joint en PP (polypropylène).	
Contient du Latex	Non	
Etiquetage	Non	
Emballage	Oui	Dans une boîte en carton et dans un sachet à l'unité.
Stockage particulier	Non	Sec et Propre
Marquage sur le Dispositif	Oui	COMED + logo
Références	24 671 20	
Désignation	Lampe stylo	
Dimension Lo x Ø (mm)	117 x 13	
Résistance température (C°)	-5 à 40°C	
Poids net (g)	28	
Couleurs	Corps blanc, Écriture du logo bleu	
Utilisation	Dispositif permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux. Peut s'utiliser pour un examen des yeux.	
Mode d'emploi	Enlevez le petit film plastique situé sur la branche en inox, puis appuyez sur celle-ci pour pouvoir allumer l'ampoule.	
Précaution d'emploi/ avertissement usage unique	Ne pas mettre en contact avec un liquide (eau).	
Recyclage	Non	
Récupération	Bac DEEE	
DEEE/REACH	Oui /Non	
Phthalates/PVC	Non /Non	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	