



ValaClean ® Film

Gant de toilette

Référence
992243

Produit

Gant de toilette particulièrement doux pour l'hygiène corporelle.
Face interne plastifiée. Ouverture décalée pour une préhension plus facile du gant.

Non stérile à usage unique.

Indications / Classification

Pour la toilette corporelle.

Spécifications

Composition :

Cellulose : 50 g/m²
Film polyéthylène : 13 g/m²
Epaisseur totale : 0,31 mm

Caractéristiques :

Longueur du gant : 225 mm env.
Largeur du gant : 155 mm env.
Grammage : 67 g/m² +/- 10 g/m²

Présentation / Conditionnement

Les gants sont conditionnés en sachet polyéthylène, puis en carton.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992243	50	28	30

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
992243	240 x 160 x 45 mm	405 x 403 x 353 mm	1200 x 800 x 1950 mm