

FICHE TECHNIQUE

Bavoir jetable 38 cm x 68 cm

Le produit est un bavoir jetable à usage unique (non stérile) de couleur jaune, conçu pour assurer une protection efficace contre les risques mineurs. Il dispose d'une structure renforcée à 2 plis intégrant une poche de recueil sur la partie inférieure et un système d'attache par liens renforcés pour un maintien sécurisé. Ce dispositif médical de Classe 1 est fabriqué conformément aux directives européennes (93/42/CEE) et aux normes de qualité et environnementales ISO 9001 et ISO 14000.



Caractéristiques

- **Composition** : Alliance d'une face en ouate de cellulose et d'une face imperméable en film polyéthylène (épaisseur de 18 microns).
- **Capacité d'absorption** : Haute performance avec un taux d'absorption de 300 %.
- **Poche de recueil** : Intégrée sur le bas du bavoir pour collecter les liquides et résidus.
- **Fixation** : Liens renforcés au niveau du cou pour une mise en place simple et résistante.
- **Couleur** : Jaune.
- **Stérilité** : Non stérile.
- **Stockage** : Conserver à l'abri de l'humidité et du rayonnement direct du soleil

Dimensions, grammage et conditionnements

Dimensions	38 cm x 68 cm
Grammage	10g
Conditionnement	Sachet de 100 pièces

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la Fossé
11, 62160 Grenay,
FRANCE