

FICHE TECHNIQUE

Spéculum vaginaux à usage unique stérile

Spéculum vaginal à usage unique, stérile et prêt à l'emploi, conçu pour optimiser le confort de la patiente et la praticité pour le praticien lors des examens gynécologiques.

Sa transparence parfaite assure une visibilité maximale, et son système de blocage par clé colorée permet un repérage rapide de la taille ainsi qu'un maintien sécurisé en position ouverte.



Caractéristiques

- **Composition** : 100% Polystyrène. Garantie sans latex ni DEHP (limite les risques d'allergies).
- **Sécurité et Confort** : Bords parfaitement arrondis pour un traumatisme minimal lors de l'insertion.
- **Stérilisation** : Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO) sous emballage individuel filmé.
- **Utilisation** : Dispositif médical à usage unique. Utilisation recommandée de 60 minutes maximum pour examen gynécologique.

Tailles, dimensions, couleurs et conditionnements

S	24 mm	Bleu	Boîte de 100
M	26 mm	Rouge	Boîte de 100
L	30 mm	Vert	Boîte de 100
XL	25 mm	Noir	Boîte de 100

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la Fossé
11, 62160 Grenay,
FRANCE