


FICHE TECHNIQUE

Curette auriculaires Bionix CeraSpoon à usage unique

Les curettes auriculaires Bionix® sont conçues pour l'extraction sûre, douce et efficace du cérumen. Grâce à leur conception flexible, elles évitent les risques de lésions du conduit auditif, offrant ainsi une alternative nettement plus sécurisée aux curettes traditionnelles en acier inoxydable. Elles sont particulièrement recommandées et idéales pour l'élimination du cérumen mou, notamment chez les patients présentant une production cérumineuse abondante.

Caractéristiques

- **Matière :** Polypropylène incassable
- **Couleur :** Jaune
- **Usage unique :** Oui



Taille et conditionnement

Diamètre	Ø 4mm
Longueur	150 mm
Conditionnement	Boîte de 50

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la Fossé
11, 62160 Grenay,
FRANCE