

FICHE TECHNIQUE

Aiguilles hypodermiques DispoFine Zarys

Aiguille hypodermique stérile de haute précision, conçue pour les injections intraveineuses, intramusculaires et sous-cutanées. Alliant une excellente rigidité à une haute résistance, elle dispose d'une pointe ultra-affûtée à triple biseau long standard (LB/BL) et d'une lubrification à l'huile de silicone médicale, garantissant une pénétration fluide pour réduire significativement la douleur du patient. Sa conception rigoureuse assure une sécurité d'utilisation optimale avec une variation de débit strictement inférieure à 5%.



Caractéristiques

- **Composition** : Aiguille en acier, moyeu PP, gaine PEHD, résine époxy, sans latex, sans phtalate.
- **Classification** : IIa
- **Normes** : EN ISO 7864 - Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique. EN ISO 6009 - Code couleur pour identification. EN ISO 9626:2016 - Tubes à aiguilles en acier inoxydable pour la fabrication de dispositifs médicaux. EN ISO 80369-7 - Raccords à petit diamètre pour liquides et gaz dans les applications médicales.

Références, tailles, couleurs et conditionnement

● IN-1838-ET	18G 1.2x38mm	● IN-2325-ET	23G 0.6x25mm
● IN-2025-ET	20Gx1 0.9x25mm	● IN-2332-ET	23Gx1 1/4 0.6x30mm
● IN-2038-ET	20Gx1 0.9x40mm	● IN-2340-ET	23G, 0.6x40mm
● IN-2125-ET	21Gx1 0.8x25mm	● IN-2516-ET	25Gx5/8 0.5 x16mm
● IN-2138-ET	21Gx1 1/2 0.8x40mm	● IN-2525-ET	25G 0.5x25mm
● IN-2232-ET	22Gx1 1/4 0.7x30mm	● IN-2616-ET	26G 0.45x16mm
● IN-2238-ET	22Gx1 1/2 0.7x40mm		

Vendu par boîte de 100

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la Fossé
11, 62160 Grenay,
FRANCE