


FICHE TECHNIQUE

Gant de toilette en non tissé blanc gaufré à U.U

Gant de toilette à usage unique en intissé, conçu pour allier douceur, résistance et hygiène lors des soins corporels. Particulièrement souple et hypoallergénique, il offre une prise en main optimale et conserve un contact très agréable avec la peau, même mouillé.



Caractéristiques

- **Matière** : Non-tissé
- **Assemblage** : Soudure par ultrasons très résistante (sans colle)
- **Usage** : Usage unique
- **Propriétés dermatologiques** : Extra-doux, hypoallergénique, contact agréable (sec et humide)
- **Performance mécanique** : Excellente résistance à la déchirure (sec & humide)
- **Capacité d'absorption** : Très absorbante (90 %)
- **Vitesse d'absorption** : Instantanée (< 2 secondes, tous liquides)
- **Ergonomie** : Souple, bonne prise en main
- **Hygiène** : Ne peluche pas, retient les salissures à l'état humide

Dimensions, grammage et conditionnement

Dimensions	150 x 210 mm (épaisseur 0.85)
Grammage	75 (g/m ²)
Conditionnement	Sachet de 50

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-
medical.com

5003F Bd de la Fossé
11, 62160 Grenay,
FRANCE