






DÉCOUVREZ L'ÉCRASE PILULE **SILENT KNIGHT®**

La solution
“Silent Knight®”
en 6 points



→ **Facilité d'utilisation**

Le médicament est placé dans un sachet en polyéthylène. Une simple pression sur le Silent Knight® réduit les pilules en une fine poudre.

→ **Hygiène et sécurité**

Tout risques de contamination et d'erreur de dosage est ainsi éliminé. Le Silent Knight® ne nécessite pas de nettoyage et de stérilisation.

→ **Ergonomie**

Le manche offre une bonne préhension et permet d'actionner aisément le mécanisme d'écrasement, prévenant ainsi tout effort pouvant entraîner douleurs et malaises aux épaules et aux membres supérieurs.

→ **Économie**

Le médicament étant broyé avec le sachet, il n'y a aucune perte de produit.

→ **Silencieux et efficace**

Doté d'un mécanisme parfaitement silencieux, Silent Knight® peut être utilisé au chevet de vos patients. Aucune batterie, ni source d'énergie nécessaire.



→ **Garantie à vie**

Ce modèle, composé d'un alliage en aluminium, mesure 27 cm de longueur, 3 cm de largeur, 9 cm de hauteur.

Les enrobages
des médicaments
sont plus durs,
plus résistants,
ce qui oblige à exercer
une pression plus
importante pour
les écraser...

Découvrez l'écrase-pilule Silent Knight.®

La solution "Silent Knight" en 6 points :



Ergonomie

Le manche offre une bonne préhension et permet d'actionner aisément le mécanisme d'écrasement, prévenant ainsi tout effort pouvant entraîner douleurs et malaises aux épaules et aux membres supérieurs.

Economie

Le médicament étant broyé avec le sachet, il n'y a aucune perte de produit.

Facilité d'utilisation

Le médicament est placé dans un sachet en polyéthylène. Une simple pression sur le "Silent Knight" réduit les pilules en une fine poudre.

Silencieux et efficace

Doté d'un mécanisme parfaitement silencieux, "Silent Knight" peut être utilisé au chevet de vos patients. Aucune batterie ni source d'énergie nécessaire.

Hygiène et sécurité

Tout risque de contamination et d'erreur de dosage est ainsi éliminé. Le "Silent Knight" ne nécessite pas de nettoyage et de stérilisation.

Garantie à vie

Ce modèle, composé d'un alliage en aluminium, mesure 27 cm de longueur, 3 cm de largeur, 9 cm de hauteur.

