

Dénomination commerciale :

Clamp d'incontinence Cunningham Bard®  
Petit modèle

Indications :

Pour le contrôle efficace de l'énurésie (incontinence nocturne des urines) chez les hommes de tous âges

Particularités d'utilisation :

Méthode d'ajustement facile du clamp pour qu'il soit à la taille appropriée et confortable.  
Le clamp doit être remplacé tous les 3 mois ou plus tôt si la mousse se détériore

Référence	Modèle
004052	petit (38.1mm)

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux :

Eléments	Matériaux
Clamp	Acier inoxydable 304
Mousse	Latex

Origine animale : Non  
Latex : Oui  
Phtalates : Non

Marquage CE :

Organisme notifié : BSI (0086)  
Numéro de certificat : 00931  
Classe du produit : CE Classe I  
Date : 07/10/2010 - Validité : 09/10/2020

Fabricant : C.R. Bard, Inc - BMD  
Lieu : Covington (USA)  
Référentiel : ISO 13485 : 2003  
Organisme notifié : BSI (0086)  
Numéro de certificat : FM 77109  
Date : 25/09/2013 - Validité : 27/01/2019

Code GMDN : 42797  
Code LPPR : N/A  
TVA : 20,0%

Stérilisation / Péremption :

Usage unique : Non  
Stérile : Non  
Péremption : 5 ans

Conditionnement :

Unité d'emploi (par sachet stérile) : 1  
Unité protégée (d'emploi par boîte) : 1  
Unité de vente : 1