

## Haricot à usage unique

### Indication

Haricot réniforme à usage unique en papier recyclé

### Description

A usage unique ne peut être nettoyé

Dispositif servant au rangement provisoire d'instrument ou produit similaires ainsi que pour les lipides

Les liquides peuvent y être conservés pendant une période dépendant de leur tension superficielle. A titre d'exemple, le produit est imperméable pendant 24h à l'eau jusqu'à 80°C, au sang, à l'urine, au chlorure de sodium à 0.9%, à l'acide acétique à 5%, au peroxyde d'hydrogène à 3%, à la chlorhexidine à 0,2%. Pendant 8h au suc gastrique, à l'alcool jusqu'à 25%, à l'acide chlorhydrique 0,1 N, au chlorure de benzalconium à 1%. Pendant 30 minutes au Jodosan à 1%. Risque de contamination croisée si utilisé deux fois.



Référence	Capacité	Conditionnement
HARCARTON440U	600 ml	Carton de 440

**SARL Fournisseur Matériel Médical ( F.M. MEDICAL )**  
**280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France**

RCS ARRAS 532 788 700

Tél.:09 51 51 95 71

email : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

site web : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)