

Foliodrape ® Protect Champ opératoire adhésif

Champ opératoire

Référence	Taille ou dimensions
277507	45 x 75 cm
277508	75 x 90 cm
277542	90 x 100 cm
277546	50 x 50 cm
936275	75 x 90 cm
936277	75 x 75 cm



Produit

Champ opératoire en nontissé absorbant et imperméable, avec une bande adhésive. Stérile à usage unique.


Les champs opératoires sont conformes à la norme NF EN 13795 et correspondent au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande)

Indications / Classification

Utilisé pour la protection stérile du patient.

Foliodrape ® Protect Champ opératoire adhésif est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications



Matériau Protect :

- 1 couche de nontissé absorbant en polypropylène hydrophile
- 1 couche en polyéthylène

Coloris : bleu aqua

Caractéristiques du champ :

Bande adhésive de 45 mm de large sur le grand côté du champ.
(25 mm pour la référence 936275)

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Simple emballage : blister souple pelable papier.
Présentation en boîte distributrice.

Référence	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
277542	1	25	4	20
277508	1	40	4	20
936275	1	40	4	20
936277	1	45	4	20
277507	1	60	4	20
277546	1	90	4	20

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
277507	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277508	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277542	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
277546	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
936275	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm
936277	300 x 140 x 370 mm	585 x 385 x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mm

Fabrication et Stérilisation

Lieu de fabrication : République Tchèque
 Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène.
 Lieu de stérilisation : République Tchèque
 Péréemption à : 5 ans après la stérilisation.