

GANT DE TOILETTE BLANC SOUDÉ 150*225 mm



Nom du produit	GANT DE TOILETTE BLANC
Référence	CA 5320
Dimensions (mm)	150*225
Domaine d'utilisation	Hôpitaux - Cliniques - EHPAD Utilisation pour la toilette corporelle (notamment gériatrique)
Composition	75 g/m ² - Non tissé aiguilleté Viscose polyester Sans Latex
Confection	Soudures latérales renforcées, ce qui confère à ce gant de toilette une très grande résistance même à l'état mouillé.
Caractéristiques utiles	Gant molletonné très absorbant et doux. Adapté aux tâches simples d'hygiène jusqu'à la toilette complète du patient. Non irritant pour la peau, 100% hypoallergénique.
Absorption	> 600% instantanée
Résistance à la traction	> 38 N
Stérilisation	OUI : Autoclave et Oxyde d'éthylène

LOGISTIQUE

Conditionnement	15 sachets de 50 gants
Poids du produit	5,6 g
Poids du sachet	0,285 kg
Format Poids & Volume du carton	46*23*25 cm - 5,200 kg - 0,0265 m ³
Nombre de cartons/Palette	56 cartons
Nombre de produits/Palette	42 000 gants
Stockage et conservation	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil