Fournisseur de Matériel Médical

REFERENCE
FM25050

FICHE TECHNIQUE

Compresses de gaze stériles 8 plis 5cmx5cm



es compresses de gaze stériles en 100 % coton sont destinées au nettoyage, à la désinfection et à la protection des plaies en milieu médical ou de soins à domicile.
Conçues en 8 plis avec des bords pliés vers l'intérieur, elles sont particulièrement douces, absorbantes et prêtes à l'emploi. Elles sont emballées individuellement par pochette stérile de 2 compresses pour maintenir une hygiène optimale lors de chaque utilisation.

Caractéristiques

- **Matière :** 100 % coton, extra douce.
- **Structure :** 8 plis avec bords pliés vers l'intérieur pour éviter le d'effilochage.
- **Propriétés :** Stériles, très absorbantes et prêtes à l'emploi.
- **Indications :** Nettoyage, désinfection et recouvrement des plaies.
- **Conseils d'utilisation :** Utiliser après lavage des mains (avec port de gants recommandé). Peut être pré-humidifiée avec une solution nettoyante ou antiseptique si nécessaire.

Dimensions et conditionnement

Dimensions	5x5cm
Conditionnement	Boîte de 25 sachets / sachets de 2 compresses

---

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-medical.com

5003F Bd de la Fossé 11, 62160 Grenay, FRANCE