Fournisseur de Matériel Médical

REFERENCE
GELSTER20G

FICHE TECHNIQUE

Gel échographique stérile



Soluble dans l'eau et formulé sans sel, ce gel d'échographie est spécialement conçu pour les examens d'imagerie par ultrasons, les procédures chirurgicales, les biopsies et toute intervention exigeant des conditions d'asepsie strictes afin d'éviter les risques d'infection. Il protège le matériel en n'endommageant pas les sondes et assure une excellente tolérance cutanée

Caractéristiques

- **Stérile & Translucide :** Gel transparent, non gras et soluble dans l'eau.
- **Sécurité & Tolérance :** Non irritant, non sensibilisant et non cytotoxique (testé par Patch Test).
- **Protection des équipements :** Sans sel, n'endommage pas les sondes d'échographie.
- **Haute performance physique :** pH : 6,2 \pm 0,4
- **Impédance acoustique :** 1,50 (10g/cm²sec)
- **Viscosité :** 80 000 / 10 000CPS (viscosimètre Brookfield, modèle DVI, broche 6, 10 RPM à 20°C)
- **Réglementation & qualité :** Dispositif médical de classe IIa, certifié CE, avec système de conservation validé par Challenge Test.
- **Emballage :** Sachet / dose en matériau complexe PET / Al / PE conforme à l'usage médical / alimentaire.
- **Durée de conservation :** 5 ans à condition que le produit soit conserv dans son récipient original et scellé dans un environnement sec et frais.

Poids et conditionnement

Poids par dose	20g (20ml)
Conditionnement	Boîte de 48 doses

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-medical.com

5003F Bd de la Fossé
11, 62160 Grenay,
FRANCE