Produktdatenblatt

Stand 13.04.2022	servoprax® Ihr medizin-technischer Großhandel
REF I7 S000 - I7 S5	**PIM**

Am Marienbusch 9 - 46485 Wesel

Produktbeschreibung:

Airway Breezer Einmal Güdeltuben, steril

Einmal-Güdeltuben, aus flexiblem, semi-transparentem Kunststoff, mit farbcodiertem Beißschutz, einzeln, steril verpackt, latexfrei, DEHP-frei.

REF:	Größe:	Typ:	Farbcode:	REF:	Größe:	Typ:	Farbcode:
I7 S000	000	40 mm	pink	I7 S2	2	80 mm	grün
I7 S00	00	50 mm	blau	I7 S3	3	90 mm	gelb
I7 S0	0	60 mm	schwarz	I7 S4	4	100 mm	rot
I7 S1	1	70 mm	weiß	I7 S5	5	110 mm	orange

Zweckbestimmung:

Der Oropharyngeal-Airway wird verwendet, um einen Luftweg zwischen dem Mund und der hinteren Rachenwand zu schaffen

Material / Spezifikationen:

Aus flexiblem, semi-transparentem Kunststoff
PE + PP

Sterilisationsart:

EO-Sterilisation

Klassifizierung:

Medizinprodukt Klasse Is, Regel 5, 1. Spiegelstrich, vorübergehende Anwendung, Anhang IX Richtlinie 93/42 EWG

Angewandte Normen und Standards:

Lagerung:

Kühl und trocken lagern, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Hinweise:

Hersteller:

servoprax GmbH, Am Marienbusch 9, 46485 Wesel

VE:

Pack: 50 Stück, UK: 600 Stück



1-1144-555-0-0004-2002