Fournisseur de Matériel Médical

REFERENCE
CS4

FICHE TECHNIQUE

Container, collecteur d'aiguilles 4L DASRI, base carrée



Ce collecteur / container d'aiguilles et de déchets perforants (DASRI) est d'une capacité totale de 4 litres. Sa base carrée et sa poignée intégrée en font un équipement stable, compact et facile à transporter.

Conçu pour le milieu médical, il dispose d'un couvercle à large ouverture facilitant le jet des objets volumineux, ainsi que d'un double système de fermeture (provisoire et définitive) pour garantir une sécurité maximale lors du stockage et de l'élimination.

Caractéristiques

- **Large ouverture** pour l'élimination des objets plus volumineux.
- **Double système de fermeture :** provisoire au quotidien et définitive avant élimination.
- **Poignée ergonomique** facilitant le transport.
- **Résistance renforcée** à la perforation.
- **Autoclavable** à 134 °C pendant 18 minutes.
- **Forme de la base :** Carrée.
- **Conformité aux normes :** Matériel médical CE, conforme aux normes NF TRBA 250 et ISO 23907.

Dimensions, volume et conditionnement

Dimensions	16,7 x 16,7 x 28,5 cm
Volume	4L (3,4L de capacité utile)
Conditionnement	À l'unité

Informations sur l'entreprise

Tel: + 33 (0) 9 72 52 70 25
Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

contact@fournisseur-medical.com

5003F Bd de la Fossé 11, 62160 Grenay, FRANCE